


SPME Solid Phase Micro Extraction

Neu: SPME Fasern von CTC ANALYTICS

Die SPME-Technik hat sich schon seit langem als lösemittelfreie Extraktionsmethode im Bereich der Gaschromatographie bewährt, vor allem in der automatisierten Variante mit dem CTC PAL-Autosammler, wie z.B. beim CTC Combi PAL, xt-PAL und der neuen PAL3 Generation RTC, RSI und LSI.

- Jetzt gibt es die verschiedenen SPME-Fasern auch direkt vom PAL-Hersteller. Weiterhin wird die Angebotspalette an PAL-SPME-Fasern und –applikationen zukünftig erweitert. Alle PAL SPME-Fasern sind 10mm lang, bestehen aus Fused Silica und sind zur schnellen Erkennung farbkodiert.
- Für die voll automatisierte SPME-Anreicherungstechnik in Verbindung mit einem CTC PAL-Autosammler wird die PAL SPME-Option benötigt, zusammen mit dem CHROMTECH „Single Magnet Mixer“ (SMM) oder dem CTC PAL Agitator.
- Die neuen PAL SPME-Fasern sind ab sofort bei CHROMTECH erhältlich für den neuen RSI und RTC PAL und für die bisherigen PAL Systemen.
- Auch als SPME/ SMM-Kits erhältlich.



➔ Bestellinformation

Faser-Beschreibung	Stk.	Bestell-Nr.	Preis
SPME Faser PDMS-7/10	1	FIB-P-7/10-P1	191,00
SPME Faser PDMS-7/10	3	FIB-P-7/10-P3	475,00
SPME Faser PDMS-7/10	5	FIB-P-7/10-P5	763,00
SPME Faser PDMS-30/10	1	FIB-P-30/10-P1	191,00
SPME Faser PDMS-30/10	3	FIB-P-30/10-P3	475,00
SPME Faser PDMS-30/10	5	FIB-P-30/10-P5	763,00
SPME Faser PDMS-100/10	1	FIB-P-100/10-P1	191,00
SPME Faser PDMS-100/10	3	FIB-P-100/10-P3	475,00
SPME Faser PDMS-100/10	5	FIB-P-100/10-P5	763,00
SPME Faser Acrylat-85/10	1	FIB-A-85/10-P1	191,00
SPME Faser Acrylat-85/10	3	FIB-A-85/10-P3	475,00
SPME Faser Acrylat-85/10	5	FIB-A-85/10-P5	763,00
SPME Faser Carbon-WR-95/10	1	FIB-CWR-95/10-P1	191,00
SPME Faser Carbon-WR-95/10	3	FIB-CWR-95/10-P3	475,00
SPME Faser Carbon-WR-95/10	5	FIB-CWR-95/10-P5	763,00



Für alle CTC PAL mit SPME Option



SPME Tool beim RSI und RTC PAL

- **Einführungsangebot: 20% Rabatt auf die o.g. SPME Fasern** (Alle Preise zuzüglich MwSt.)
CHROMTECH * Buchweise 3 * 65510 Idstein * Tel 06126-401740 * Fax 06126-4017499 * info@chromtech.de